

敦特牙材有限公司是一家专业的匹配CAD CAM 系统的牙科材料制造商。我们不仅提供如氧化锆块、蜡块、树脂块、Peek、金属用打磨抛光磨头和车针等牙科耗材，而且可以提供牙科雕刻机、扫描仪、3D打印机和烧结炉等多种设备。

Glorious as a professional dental CAD CAM system products supplier, it is not only supply the dental consumable materials, like dental zirconia blocks/dental wax block/dental pmma blocks/dental Peek block. Grinding and polishing head for metal and milling burs but also supply the dental milling machine/3D scanner/3D printer and furnace.

电话: +86-531-88988261  
公司邮箱: duntedental@163.com  
网址: www.duntedental.com

Tel: +86-531-88988261  
E-mail: duntedental@163.com  
Website: www.duntedental.com



## 牙科专用活动柄



JSZ-4  
Φ8



JSZ-3  
Φ6



JSZ-2  
Φ6



JSZ-9  
Φ5



JSZ-1  
Φ5



JSZ-5  
Φ5



JSZ-8  
Φ3

编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



JSZ-6  
Φ5



JSZ-7  
Φ3



XJB-21



XJB-12



XJB-13




XJB-11



XJB-10

编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



主要用于氧化锆、氧化铝、玻璃陶瓷等工件的快速打磨，使用时低产热、无须水冷，具有锋利的切削力和柔韧的服贴性，能有效避免隐裂。

**For fast finishing and removing zirconia workpiece, heatless, dry processing, smooth grinding, sharp and flexible, no cracking or damage**

包装/pack: 1支/1pc
粒度/Grit: 中等/medium
转速/empf: 10000-15000
最高转速/max: 25000
编号 NO.:
规格 Size (mm):



SDH101	SDH091	SDH071	SDH311	SDH081
22×4.5	22×2	22×2.5	22×3	17×3.5

包装/pack: 1支/1pc
粒度/Grit: 中等/medium
转速/empf: 10000-15000
最高转速/max: 25000
编号 NO.:
规格 Size (mm):



SDH061	SDH121	SDH131	SDH271	SDH111	SDH281
13×8	16×2	16×2	13×3.5	13×2	13×2


包装/pack: 1支/1pc
粒度/Grit: 中等/medium
转速/empf: 10000-15000
最高转速/max: 25000
编号 NO.:
规格 Size (mm):



SDH191	SDH041	SDH181	SDH331	SDH341	SDH321
12×4	7×7	6×4	6.5×2	5×2.5	5×1.5



主要用于氧化锆、氧化铝、玻璃陶瓷等工件的快速打磨，使用时低产热、无须水冷，具有锋利的切削力和柔韧的服贴性，能有效避免隐裂。



For fast finishing and removing zirconia workpiece, heatless, dry processing, smooth grinding, sharp and flexible, no cracking or damage



SDH051	SDH031	SDH021	SDH301	SDH261	SDH251	SDH161	SDH211
6.5×13	5×13	4×13	4.5×11	4×11	4×11	4×7	3×7

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 中等/medium  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000

编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



SDH241	SDH201	SDH351	SDH231	SDH141	SDH221	SDH411	SDH401
3.5×11	2.5×7	4×8	3×7	4×6	3×7	3.5×5.5	2.5×4.5

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 中等/medium  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000


编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



SDH441	SDH391	SDH431	SDH451	SDH171	SDH421
3.5×10	3×7	2.5×7	6×6	4×4	3×3

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 中等/medium  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000

编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



主要用于氧化锆、氧化铝、玻璃陶瓷等工件的快速打磨，使用时低产热、无须水冷，具有锋利的切削力和柔韧的服贴性，能有效避免隐裂。

For fast finishing and removing zirconia workpiece, heatless, dry processing, smooth grinding, sharp and flexible, no cracking or damage

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 中等/medium  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000



编号 NO.:	SDH101G	SDH091G	SDH071G	SDH311G	SDH081G
规格 Size (mm):	22×4.5	22×2	22×2.5	22×3	17×3.5

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 中等/medium  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000




编号 NO.:	SDH061G	SDH121G	SDH131G	SDH271G	SDH111G	SDH281G
规格 Size (mm):	13×8	16×2	16×2	13×3.5	13×2	13×2

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 中等/medium  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000



编号 NO.:	SDH191G	SDH041G	SDH181G	SDH331G	SDH341G	SDH321G
规格 Size (mm):	12×4	7×7	6×4	6.5×2	5×2.5	5×1.5



主要用于氧化锆、氧化铝、玻璃陶瓷等工件的快速打磨，使用时低产热、无须水冷，具有锋利的切削力和柔韧的服贴性，能有效避免隐裂。

**For fast finishing and removing zirconia workpiece, heatless, dry processing, smooth grinding, sharp and flexible, no cracking or damage**

SDH051G	SDH031G	SDH021G	SDH301G	SDH261G	SDH251G	SDH161G	SDH211G
6.5×13	5×13	4×13	4.5×11	4×11	4×11	4×7	3×7

包装/pack: 1支/1pc  
 粒度/Grit: 中等/medium  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 25000  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :


SDH241G	SDH201G	SDH351G	SDH231G	SDH141G	SDH221G	SDH411G	SDH401G
3.5×11	2.5×7	4×8	3×7	4×6	3×7	3.5×5.5	2.5×4.5

包装/pack: 1支/1pc  
 粒度/Grit: 中等/medium  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 25000  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :

SDH441G	SDH391G	SDH431G	SDH451G	SDH171G	SDH421G
3.5×10	3×7	2.5×7	6×6	4×4	3×3

包装/pack: 1支/1pc  
 粒度/Grit: 中等/medium  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 25000  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :











## 调咬合专用磨头 Diamond Stone








主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。

for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece








包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 细/fine  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000  
编号 NO. :  
规格 Size(mm):

					
<b>SDH071D</b>	<b>SDH081D</b>	<b>SDH271D</b>	<b>SDH111D</b>	<b>SDH281D</b>	<b>SDH191D</b>
22×2.5	17×3.5	13×3.5	13×2	13×2	12×4

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 细/fine  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000  
编号 NO. :  
规格 Size(mm):


						
<b>SDH031D</b>	<b>SDH021D</b>	<b>SDH251D</b>	<b>SDH241D</b>	<b>SDH161D</b>	<b>SDH211D</b>	<b>SDH201D</b>
5×13	4×13	4×11	3.5×11	4×7	3×7	2.5×7

包装/pack: 1支/1pc  
粒度/Grit: 细/fine  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 25000  
编号 NO. :  
规格 Size(mm):

						
<b>SDH351D</b>	<b>SDH231D</b>	<b>SDH141D</b>	<b>SDH221D</b>	<b>SDH331D</b>	<b>SDH341D</b>	<b>SDH171D</b>
4×8	3×7	4×6	3×7	6.5×2	5×2.5	4×4










调咬合专用磨头  
Diamond Stone











主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。

for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece

								包装/pack: 1支/1pc 粒度/Grit: 细/fine 转速/empf: 10000-15000 最高转速/max: 25000 编号 NO. : 规格 Size (mm) :
SDH441D	SDH431D	SDH411D	SDH401D	SDR441D	SDR431D	SDR411D	SDR401D	
3.5×10	2.5×7	3.5×5.5	2.5×4.5	3.5×10	2.5×7	3.5×5.5	2.5×4.5	

							包装/pack: 1支/1pc 粒度/Grit: 细/fine 转速/empf: 10000-15000 最高转速/max: 25000 编号 NO. : 规格 Size (mm) :
SDR251D	SDR161D	SDR211D	SDR241D	SDR201D	SDR171D	SDR421D	
4×11	4×7	3×7	3.5×11	2.5×7	4×4	3×3	

								包装/pack: 1支/1pc 粒度/Grit: 细/fine 转速/empf: 10000-15000 最高转速/max: 25000 编号 NO. : 规格 Size (mm) :
SDR351D	SDR231D	SDR391D	SDR221D	SDR461D	SDR471D	SDR331D	SDR341D	
4×8	3×7	3×7	3×7	6×1	8×2	6.5×2	5×2.5	



## 高亮抛光系列

## High Bright Polishing Series

主要用于全瓷牙、锆牙、玻璃陶瓷工件及金属的快速修整与高亮抛光，无需膏剂既能达到釉面光泽，与普通抛光材料相比高工效、高质量。

For smoothing and polishing zirconia, precious metal, alloy and porcelain workpiece, soft and flexible, high-shine polishing without paste, high quality and efficiency.



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:	特粗/very coarse	粗/coarse	中等/medium	特细/extra-fine	超细/ultra-fine
编号 NO.:	RDH011	RDH012	RDH013	RDH014	RDH015
规格 Size (mm):	26 × 2	26 × 2	26 × 2	26 × 2	26 × 2



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:	特粗/very coarse	粗/coarse	中等/medium	特细/extra-fine	超细/ultra-fine
编号 NO.:	RDH411	RDH413	RDH414	RDH416	RDH415
规格 Size (mm):	20 × 2	20 × 2	20 × 2	20 × 2	20 × 2



高亮抛光系列  
High Bright Polishing Series



包装/pack:1支/1pc  
转速/empf:10000-15000  
最高转速/max:20000

特粗/very coarse	粗/coarse	中等/medium	特细/extra-fine	超细/ultra-fine
RDH021	RDH023	RDH024	RDH026	RDH025
26×2	26×2	26×2	26×2	26×2

粒度 Grit:  
编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



包装/pack:1支/1pc  
转速/empf:10000-15000  
最高转速/max:20000

特粗/very coarse	粗/coarse	中等/medium	特细/extra-fine	超细/ultra-fine
RDH511	RDH513	RDH514	RDH516	RDH515
26×2	26×2	26×2	26×2	26×2


粒度 Grit:  
编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



包装/pack:1支/1pc  
转速/empf:10000-15000  
最高转速/max:20000

特粗/very coarse	粗/coarse	中等/medium	特细/extra-fine	超细/ultra-fine
RDH031	RDH033	RDH034	RDH036	RDH035
22×3	22×3	22×3	22×3	22×3

粒度 Grit:  
编号 NO. :  
规格 Size (mm) :



## 高亮抛光系列

## High Bright Polishing Series

主要用于全瓷牙、锆牙、玻璃陶瓷工件及金属的快速修整与高亮抛光，无需膏剂既能达到釉面光泽，与普通抛光材料相比高工效、高质量。

For smoothing and polishing zirconia, precious metal, alloy and porcelain workpiece, soft and flexible, high-shine polishing without paste, high quality and efficiency.

包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

粗/coarse

编号 NO.:	RDH064	RDH054	RDH164	RDH084	RDH074
规格 Size (mm):	6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5

包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000


粒度 Grit:

中等/medium

编号 NO.:	RDH066	RDH056	RDH166	RDH086	RDH076
规格 Size (mm):	6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5



高亮抛光系列  
High Bright Polishing Series



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

细/fine

粒度 Grit:

RDH067

RDH057

RDH167

RDH087

RDH077

编号 NO.:

6×16

5×16

12×4

12×2

12×2.5

规格 Size (mm):



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

特细/extra-fine

粒度 Grit:

RDH068

RDH058

RDH168

RDH088

RDH078

编号 NO.:

6×16

5×16

12×4

12×2

12×2.5

规格 Size (mm):



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

超细/ultra-fine

粒度 Grit:

RDH069

RDH059

RDH169

RDH089

RDH079

编号 NO.:

6×16

5×16

12×4

12×2

12×2.5

规格 Size (mm):








**高亮抛光系列**  
**High Bright Polishing Series**

主要用于全瓷牙、锆牙、玻璃陶瓷工件及金属的快速修整与高亮抛光，无需膏剂既能达到釉面光泽，与普通抛光材料相比高工效、高质量。

For smoothing and polishing zirconia, precious metal, alloy and porcelain workpiece, soft and flexible, high-shine polishing without paste, high quality and efficiency.

包装/pack: 1支/1pc					
转速/empf: 10000-15000					
最高转速/max: 20000					
粒度 Grit:	粗/coarse				
编号 NO.:	RDR011	RDR021	RDR211	RDR031	RDR041
规格 Size (mm):	3.5×7	5×10	6×8	10×1.5	10×2.5

包装/pack: 1支/1pc					
转速/empf: 10000-15000					
最高转速/max: 20000					
粒度 Grit:	中等/medium				
编号 NO.:	RDR015	RDR025	RDR215	RDR035	RDR045
规格 Size (mm):	3.5×7	5×10	6×8	10×1.5	10×2.5



## 高亮抛光系列 High Bright Polishing Series



细/fine

RDR016

RDR026

RDR216

RDR036

RDR046

3.5×7

5×10

6×8

10×1.5

10×2.5

包装/pack: 1支/1pc

转速/empf: 10000-15000

最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):



特细/extra-fine

RDR017

RDR027

RDR217

RDR037

RDR047

3.5×7

5×10

6×8

10×1.5

10×2.5

包装/pack: 1支/1pc

转速/empf: 10000-15000

最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):



超细/ultra-fine

RDR018

RDR028

RDR218

RDR038

RDR048

3.5×7

5×10

6×8

10×1.5

10×2.5

包装/pack: 1支/1pc

转速/empf: 10000-15000

最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):





## 嵌体贴面 特别推荐



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit: 特粗/very coarse

编号 NO.: RDH011

规格 Size (mm): 26×2

所有嵌体、贴面上釉前的精磨  
特别适用于边缘的研磨

## 氧化锆两步抛光法

适用于氧化锆嵌体、贴面的精磨  
和高亮抛光, 无需上釉。



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit: 粗/coarse      特细/extra-fine

编号 NO.: RDH012      RDH014

规格 Size (mm): 26×2      26×2



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit: 中等/medium      超细/ultra-fine

编号 NO.: RDH013      RDH015

规格 Size (mm): 26×2      26×2

## 全瓷两步抛光法


适用于玻璃陶瓷嵌体、贴面的精磨和  
高亮抛光, 无需上釉。

适用于各类嵌体、贴面上釉调合后  
进行预抛光和高亮抛光, 无需重复上釉。



## 烧釉前调整

适用于全瓷牙、玻璃陶瓷牙、金属烤瓷牙以及贴面和嵌体在烧釉前的调整和精磨。



绿色经典陶瓷金刚石磨头，主要用于烧釉前对冠体内冠、冠体边缘、发育沟、邻接面、前牙侧面、后牙窝沟和冠体高低的调整和精磨。

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit:  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm):



中等/medium

SDH271G	SDH281G	SDH331G	SDH021G	SDH251G	SDH241G	SDH161G	SDH231G	SDH171G	SDH411G
13×3.5	13×2	6.5×2	4×13	4×11	3.5×11	4×7	3×7	4×4	3.5×5.5



特粗/very coarse

RDH021	RDH411	RDH511	RDH031
26×2	20×2	26×2	22×3

黑色经典橡胶金刚石磨头，主要用于烧釉前对冠体边缘、发育沟、邻接面、前牙侧面和冠体高低的调整和精磨。

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit:  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm):



## 全瓷调咬合三步抛光系统

适用于全瓷牙、玻璃陶瓷牙、金属烤瓷牙以及贴面和嵌体在烧釉后的调整和高亮抛光，以及烧釉后釉面有细微的杂色进行修复，无需重复上釉。

适用于烧釉后对冠体内冠、冠体边缘、发育沟、邻接面、前牙侧面、后牙窝沟和咬颌高低的调整、精磨和高亮抛光。

### 第一步：调咬合

包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:	细/fine									
编号 NO.:	SDH111D	SDH281D	SDH191D	SDH331D	SDH021D	SDH251D	SDH241D	SDH161D	SDH231D	SDH411D
规格 Size (mm):	13×2	13×2	12×4	6.5×2	4×13	4×11	3.5×11	4×7	3×7	3.5×5.5



### 第二步：预抛光

包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:	中等/medium					
编号 NO.:	RDH024	RDH414	RDH514	RDH034	RDH066	RDH056
规格 Size (mm):	26×2	20×2	26×2	22×3	6×16	5×16



### 第三步：高亮抛光

包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:	超细/ultra-fine					
编号 NO.:	RDH025	RDH415	RDH515	RDH035	RDH069	RDH059
规格 Size (mm):	26×2	20×2	26×2	22×3	6×16	5×16





## 氧化锆调咬合三步抛光系统

氧化锆贴面、嵌体、全锆牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷。



### 第一步：调咬合



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):

细/fine

SDH111D	SDH281D	SDH191D	SDH331D	SDH021D	SDH251D	SDH241D	SDH161D	SDH231D	SDH411D
13×2	13×2	12×4	6.5×2	4×13	4×11	3.5×11	4×7	3×7	3.5×5.5

### 第二步：预抛光



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):

中等/medium

RDH024	RDH414	RDH514	RDH034	RDH066	RDH056
26×2	20×2	26×2	22×3	6×16	5×16

### 第三步：高亮抛光



包装/pack: 1支/1pc  
转速/empf: 10000-15000  
最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:


规格 Size (mm):

特细/extra-fine

RDH026	RDH416	RDH516	RDH036	RDH068	RDH058
26×2	20×2	26×2	22×3	6×16	5×16



## 两步抛光系统




柄型: HP  
 套装编号: TH0106  
 套装名称: 氧化锆专用  
 包装: 6支/1盒

适用于氧化锆牙、氧化锆嵌体、贴面的精磨和高亮抛光, 无需上釉。

柄型: HP  
 套装编号: TH0206  
 套装名称: 全瓷专用  
 包装: 6支/1盒


适用于玻璃陶瓷嵌体、贴面的精磨和高亮抛光, 无需上釉。

适用于各类嵌体、贴面上釉后、全瓷牙、烤瓷进调整研磨和高亮抛光, 无需再重复上釉。






### 三步抛光系统



柄型：HP  
套装编号：TH0306  
套装名称：氧化锆专用  
包装：6支/1盒

氧化锆贴面、嵌体、全锆牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷。

柄型：HP  
套装编号：TH0406  
套装名称：全瓷专用  
包装：6支/1盒




玻璃陶瓷贴面、嵌体、全瓷牙、金属烤瓷牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷。



## 氧化锆调咬合三步抛光系统

氧化锆贴面、嵌体、全锆牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷、无需返厂。



套装编号: TH0901

套装名称: 氧化锆专用

包装: 9支/1盒

### 第一步: 调咬合



包装/pack: 1支/1pc

转速/empf: 10000-15000

最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

细/fine

编号 NO.:	SDH111D	SDH281D	SDH031D	SDH021D	SDH251D	SDH241D	SDH221D
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

规格 Size (mm):	13×2	13×2	5×13	4×13	4×11	3.5×11	3×7
---------------	------	------	------	------	------	--------	-----

### 第二步: 预抛光



包装/pack: 1支/1pc

转速/empf: 10000-15000

最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

中等/medium

编号 NO.:	RDH066	RDH056	RDH166	RDH086	RDH076
---------	--------	--------	--------	--------	--------

规格 Size (mm):	6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5
---------------	------	------	------	------	--------

### 第三步: 高亮抛光



包装/pack: 1支/1pc

转速/empf: 10000-15000

最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

特细/extra-fine

编号 NO.:	RDH068	RDH058	RDH168	RDH088	RDH078
---------	--------	--------	--------	--------	--------


规格 Size (mm):	6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5
---------------	------	------	------	------	--------



## 全瓷调咬合三步抛光系统

玻璃陶瓷贴面、嵌体、全瓷牙、金属烤瓷牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷、无需返厂。

套装编号：TH0902  
 套装名称：全瓷专用  
 包装：9支/1盒



### 第一步：调咬合



细/fine

SDH111D	SDH281D	SDH031D	SDH021D	SDH251D	SDH241D	SDH231D
13×2	13×2	5×13	4×13	4×11	3.5×11	3×7

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit: :  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :

### 第二步：预抛光



中等/medium

RDH066	RDH056	RDH166	RDH086	RDH076
6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit: :  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :

### 第三步：高亮抛光



超细/ultra-fine

RDH069	RDH059	RDH169	RDH089	RDH079
6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5


包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit: :  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :





## 复合陶瓷两步抛光系统

复合陶瓷（铸瓷）贴面、嵌体抛光两步法，无需抛光膏。



套装编号：TH0601  
 套装名称：复合陶瓷专用  
 包装/pack：6支/盒

### 第一步：预抛光



包装/pack：1支/1pc  
 转速/empf：10000-15000  
 最高转速/max：20000

粒度 Grit:	细/fine				
编号 NO.:	RDH067	RDH057	RDH167	RDH087	RDH077
规格 Size (mm):	6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5

### 第二步：高亮抛光



包装/pack：1支/1pc  
 转速/empf：10000-15000  
 最高转速/max：20000


粒度 Grit:	超细/ultra-fine				
编号 NO.:	RDH069	RDH059	RDH169	RDH089	RDH079
规格 Size (mm):	6×16	5×16	12×4	12×2	12×2.5



## 复合陶瓷两步抛光系统

复合陶瓷（铸瓷）贴面、嵌体抛光两步法，无需抛光膏。

套装编号：TR0803  
 套装名称：复合陶瓷专用  
 包装：8支/1盒



### 第一步：预抛光



包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

细/fine

RDR016	RDR026	RDR216	RDR036	RDR046
3.5 × 7	5 × 10	6 × 8	10 × 1.5	10 × 2.5

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):

### 第二步：高亮抛光



包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

超细/ultra-fine

RDR018	RDR028	RDR218	RDR038	RDR048
3.5 × 7	5 × 10	6 × 8	10 × 1.5	10 × 2.5

粒度 Grit:


编号 NO.:

规格 Size (mm):



## 氧化锆调咬合三步抛光系统

氧化锆贴面、嵌体、全锆牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷、无需返厂。



套装编号: TR0801  
 套装名称: 氧化锆专用  
 包装: 8支/1盒

### 第一步：调咬合

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000



粒度 Grit:	细/fine							
编号 NO.:	SDR231D	SDR211D	SDR241D	SDR201D	SDR171D	SDR421D	SDR401D	SDR471D
规格 Size (mm):	3×7	3×7	3.5×11	2.5×7	4×4	3×3	2.5×4.5	8×2

### 第二步：预抛光

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000



粒度 Grit:	中等/medium				
编号 NO.:	RDR015	RDR025	RDR215	RDR035	RDR045
规格 Size (mm):	3.5×7	5×10	6×8	10×1.5	10×2.5

### 第三步：高亮抛光

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000




粒度 Grit:	特细/extra-fine				
编号 NO.:	RDR017	RDR027	RDR217	RDR037	RDR047
规格 Size (mm):	3.5×7	5×10	6×8	10×1.5	10×2.5



## 全瓷调咬合三步抛光系统

玻璃陶瓷贴面、嵌体、全瓷牙、金属烤瓷牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷、无需返厂。

套装编号：TR0802  
 套装名称：全瓷专用  
 包装：8支/1盒



### 第一步：调咬合



包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

细/fine

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):

SDR231D	SDR211D	SDR241D	SDR201D	SDR171D	SDR421D	SDR401D	SDR471D
3×7	3×7	3.5×11	2.5×7	4×4	3×3	2.5×4.5	8×2

### 第二步：预抛光



包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

中等/medium

粒度 Grit:

编号 NO.:

规格 Size (mm):

RDR015	RDR025	RDR215	RDR035	RDR045
3.5×7	5×10	6×8	10×1.5	10×2.5

### 第三步：高亮抛光



包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

超细/ultra-fine

粒度 Grit:

编号 NO.:


规格 Size (mm):

RDR018	RDR028	RDR218	RDR038	RDR048
3.5×7	5×10	6×8	10×1.5	10×2.5



## 光固化树脂调咬合三步抛光系统

光固化树脂贴面、嵌体、临时牙、胶托、填充树脂、树脂牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏。



套装编号: TR0806  
 套装名称: 光固化树脂专用  
 包装: 8支/1盒

### 第一步: 调咬合

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:	GR231	CR033	GR241	CR043	CR013	CR053
规格 Size (mm):	3×7	3×7	3.5×11	3×7	3×3	2.5×4.5



细/fine

### 第二步: 预抛光

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:	SR013	SR023	SR133	SR033	SR043	SR213
规格 Size (mm):	3.5×7	5×10	4.5×12	10×1.5	10×2.5	6×8



细/fine

### 第三步: 高亮抛光

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000

粒度 Grit:

编号 NO.:	GDR014	GDR024	GDR134	GDR034	GDR044	GDR214
规格 Size (mm):	3.5×7	5×10	4.5×12	10×1.5	10×2.5	6×8



超细/ultra-fine


## 光固化树脂调咬合三步抛光系统

光固化树脂贴面、嵌体、临时牙、胶托、填充树脂、树脂牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏。

套装编号：TR0304

套装名称：光固化树脂专用

包装：9支/盒



### 第一步：调咬合



细/fine

CR231	CR033	CR241	CR043	CR013	CR053
3×7	3×7	3.5×11	3×7	3×3	2.5×4.5

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit:  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :

### 第二步：预抛光



中等/medium

SR012	SR022	SR132	SR032	SR042	SR212
3.5×7	5×10	4.5×12	10×1.5	10×2.5	6×8

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit:  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :

### 第三步：高亮抛光



细/fine

SR013	SR023	SR133	SR033	SR043	SR213
3.5×7	5×10	4.5×12	10×1.5	10×2.5	6×8

包装/pack: 1支/1pc  
 转速/empf: 10000-15000  
 最高转速/max: 20000  
 粒度 Grit:  
 编号 NO. :  
 规格 Size (mm) :



## 全瓷调咬合三步抛光系统

玻璃陶瓷贴面、嵌体、全瓷牙、金属烤瓷牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷、无需返厂。


柄型：RA  
 套装编号：TR0302  
 套装名称：全瓷专用  
 包装：3支/1盒

柄型：HP  
 套装编号：TH0302  
 套装名称：全瓷专用  
 包装：3支/1盒



柄型：HP  
 套装编号：TH0902  
 套装名称：全瓷专用  
 包装：9支/1盒

柄型：RA  
 套装编号：TR0802  
 套装名称：全瓷专用  
 包装：8支/1盒






## 氧化锆调咬合三步抛光系统

氧化锆贴面、嵌体、全锆牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏、无需水冷、无需返厂。


柄型：RA  
 套装编号：TR0301  
 套装名称：氧化锆专用  
 包装：3支/盒

柄型：HP  
 套装编号：TH0301  
 套装名称：氧化锆专用  
 包装：3支/1盒



柄型：RA  
 套装编号：TR0801  
 套装名称：氧化锆专用  
 包装：8支/1盒

柄型：HP  
 套装编号：TR0901  
 套装名称：氧化锆专用  
 包装：9支/1盒







## 复合陶瓷两步抛光系统


复合陶瓷（铸瓷）贴面、嵌体抛光两步法，无需抛光膏。

柄型：RA

套装编号：TH0303

套装名称：复合陶瓷专用

包装：3支/1盒




柄型：RA

套装编号：TR0803

套装名称：复合陶瓷专用

包装：8支/1盒




柄型：HP

套装编号：TH0601

套装名称：复合陶瓷专用

包装：6支/1盒







## 光固化树脂调咬合三步抛光系统

光固化树脂贴面、嵌体、临时牙、胶托、填充树脂、树脂牙调咬合抛光三步法，无需抛光膏。

柄型：RA  
套装编号：TR0304  
套装名称：光固化树脂专用  
包装：9支/盒



柄型：RA  
套装编号：TR0806  
套装名称：光固化树脂专用  
包装：8支/1盒






## 调咬合专用磨头

## Diamond Stone

主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。


for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece



柄型：HP

套装名称：调咬合磨头

包装：10支/1盒





调咬合专用磨头

Diamond Stone

主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。

for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece

**调咬合磨头**  
Diamond Stone

主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。  
for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece

注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135°C蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

产品编号 NO. TSDH251D  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

柄型：HP  
套装名称：调咬合磨头  
包装：10支/1盒



## Diamond Polisher for Pre-polish

## 预抛光专用磨头


主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的预抛光，快速去除划痕。

for pre-polish, smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain and metal fast removing scratch on the surface

柄型：HP

套装名称：预抛光磨头

包装：10支/1盒





## Diamond Polisher for Pre-polish

## 预抛光专用磨头


主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的预抛光，快速去除划痕。

for pre-polish, smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain and metal fast removing scratch on the surface

柄型: HP

套装名称: 预抛光磨头


包装: 10支/1盒





## 全瓷高亮抛光专用磨头 Diamond Polisher for Ceramic

主要用于玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的高亮抛光，快速达到镜面的效果，无需上釉，无需返厂。  
for glazing lithium disilicate, porcelain and metal fast high-shine polishing, surface corrections without additional glazing



柄型：HP

套装名称：全瓷高亮抛光磨头

包装：10支/1盒



## 氧化锆高亮抛光专用磨头 Diamond Polisher for Zirconia


主要用于氧化锆、金属的高亮抛光，快速达到镜面效果，无需上釉，无需返厂。

for fast and high-shine polishing of zirconia and metal, highest efficiency, surface corrections with out additional glazing

柄型：HP

套装名称：氧化锆高亮抛光磨头

包装：10支/1盒







## 调咬合专用磨头

## Diamond Stone

主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。

**for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece**

**柄型：RA**  
**套装名称：调咬合磨头**  
**包装：10支/1盒**

**SDR241D** 3.5×11  
**SDR201D** 2.5×7  
**SDR211D** 3×7  
**SDR421D** 3×3  
**SDR401D** 2.5×4.5

**SDR211D** 3×7  
产品编号 NO. TR1011  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box  
注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135℃蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**调咬合磨头**  
Diamond Stone

**SDR241D** 3.5×11  
产品编号 NO. TSDR211D  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box  
注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135℃蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**SDR201D** 2.5×7  
产品编号 NO. TSDR201D  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box  
注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135℃蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**调咬合磨头**  
Diamond Stone

**SDR421D** 3×3  
产品编号 NO. TSDR421D  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box  
注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135℃蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**调咬合磨头**  
Diamond Stone

**SDR401D** 2.5×4.5  
产品编号 NO. TSDR401D  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box  
注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135℃蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**调咬合磨头**  
Diamond Stone

主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的调咬合，快速、低产热，划痕小、不崩边。  
for removing and smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain alloy and metal, highest efficiency, no heat, no crack of the workpiece  
注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135℃蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。



# Diamond Polisher for Pre-polish

# 预抛光专用磨头

主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的预抛光，快速去除划痕。

for pre-polish, smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain and metal fast removing scratch on the surface

**柄型: RA**  
**套装名称: 预抛光磨头**  
**包装: 10支/1盒**

**预抛光磨头**  
Diamond Polisher for Pre-polish

产品编号 NO.	尺寸	主要用途	转速/empf	最大转速/max	包装/pack
RDR015	3.5×7	主要用于氧化锆、玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的预抛光，快速去除划痕。 for pre-polish, smoothing zirconia, lithium disilicate, porcelain and metal fast removing scratch on the surface	10000-15000	20000	10支/盒/10pc/box
RDR025	5×10				
RDR215	6×8				
RDR035	10×1.5				
RDR045	10×2.5				

注意: 使用时须佩戴口罩和防护镜, 可135°C蒸汽消毒, 本包装盒不得作为消毒盒使用。



## 全瓷高亮抛光专用磨头 Diamond Polisher for Ceramic

主要用于玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的高亮抛光，快速达到镜面的效果，无需上釉，无需返厂。  
for glazing lithium disilicate, porcelain and metal fast high-shine polishing, surface corrections without additional glazing

**柄型: RA**  
**套装名称: 全瓷高亮抛光磨头**  
**包装: 10支/1盒**

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Ceramic

产品编号 NO. TR1041  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

135°C蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Ceramic

产品编号 NO. TRDR028  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

主要用于玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的高亮抛光，快速达到镜面的效果，无需上釉，无需返厂。  
for glazing lithium disilicate, porcelain and metal fast high-shine polishing, surface corrections without additional glazing

注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135°C蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Ceramic

产品编号 NO. TRDR218  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

135°C蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Ceramic

产品编号 NO. TRDR048  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

主要用于玻璃陶瓷、全瓷、烤瓷、金属的高亮抛光，快速达到镜面的效果，无需上釉，无需返厂。  
for glazing lithium disilicate, porcelain and metal fast high-shine polishing, surface corrections without additional glazing

注意：使用时须佩戴口罩和防护镜，可135°C蒸汽消毒，本包装盒不得作为消毒盒使用。



## 氧化锆高亮抛光专用磨头

## Diamond Polisher for Zirconia

主要用于氧化锆、金属的高亮抛光，快速达到镜面效果，无需上釉，无需返厂。

for fast and high-shine polishing of zirconia and metal, highest efficiency, surface corrections with out additional glazing

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Zirconia

RDR017 3.5×7	RDR027 5×10	RDR217 6×8	RDR037 10×1.5	RDR047 10×2.5
-----------------	----------------	---------------	------------------	------------------

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Zirconia

产品编号 NO. TR1031  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

注意: 使用时须佩戴口罩和防护镜, 可135°C蒸汽消毒, 本包装盒不得作为消毒盒使用。

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Zirconia

产品编号 NO. TRDR027  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

注意: 使用时须佩戴口罩和防护镜, 可135°C蒸汽消毒, 本包装盒不得作为消毒盒使用。

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Zirconia

产品编号 NO. TRDR217  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

注意: 使用时须佩戴口罩和防护镜, 可135°C蒸汽消毒, 本包装盒不得作为消毒盒使用。

**高亮抛光磨头**  
Diamond Polisher for Zirconia

产品编号 NO. TRDR047  
转速/empf: 10000-15000  
最大转速/max: 20000  
包装/pack: 10支/盒/10pc/box

注意: 使用时须佩戴口罩和防护镜, 可135°C蒸汽消毒, 本包装盒不得作为消毒盒使用。

柄型: RA

套装名称: 氧化锆高亮抛光磨头

包装: 10支/1盒



用于氧化锆、烤瓷、玻璃陶瓷咬合面及内冠的粗磨和精磨，也适用于烧结前氧化锆的精磨。





济南敦特牙材有限公司

济南市历城区荣盛时代国际广场6-1411

+86-531-88988261